



## Стресс-система на основе 12-ти канального электрокардиографа ВТL-08 (ВТL-08 МТ Plus ECG и ВТL-08 ECG L-линия)



- 12-канальная система для мониторинга и анализ стресса
- Усреднение ЭКГ с 12 каналов в режиме реального времени
- Доступный для всех электрокардиографов ВТL-08 (за исключением лишь одной модели **ВТL-08 SD1 ECG**)
- Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых
- Высококачественная обработка сигнала ЭКГ, основанная на передовых технологиях
- Соединение с широким диапазоном беговых дорожек и велоэргометров

### Серия ВТL-08 Ergo

#### 1 вариант. ВТL-08 Win Ergo



- 12-канальная система для мониторинга и анализа стресс-теста
- Онлайн усреднение ЭКГ кривых с 12-ти каналов
- Доступный для всех ЭКГ ВТL-08
- Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых
- Соединение с широким диапазоном беговых дорожек и велоэргометров
- Дружественное к пользователю программное обеспечение для 12-канальной системы для мониторинга и стресс-теста
- Запрограммированные протоколы-программы, такие как Balke, Chung, Bruce и Naughton
- Заданные пользователем собственные протоколы
- Полный и/или сокращенный диагноз
- Цифровая фильтрация

## 2 вариант. VTL-08 Ergo система



- 12-канальная система для мониторинга и анализа стресс-теста
- Онлайн усреднение ЭКГ кривых с 12-ти каналов
- Доступный для всех ЭКГ БТЛ-08
- Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых
- Дружественное к пользователю программное обеспечение для 12-канальной системы для мониторинга и стресс-теста
- Соединение с широким диапазоном беговых дорожек и велоэргометров
- Запрограммированные протоколы, такие как Balke, Chung, Bruce и Naughton
- Заданные пользователем протоколы
- Полный и/или сокращенный диагноз
- Цифровая фильтрация
- Помощь в режиме реального времени

## 3 вариант. VTL-08 Ergo II система



- VTL-08 Ergo II использует самые продвинутые диагностические методы для мониторинга нагрузочного испытания.
  - Система может быть использована с различными типами устройств ЭКГ – свыше 12-отведений ЭКГ с цветным сенсорным экраном
  - Соединение с широким диапазоном беговых дорожек и велоэргометров
  - Свыше 12 отведений для эргометрической записи с “максимальной подробностью”
  - ST тренд от всех отведений
  - Отображает TF, ТК, нагрузку, ST и аритмию
  - Отображает комплекс QRS в отдельном окне
  - Автоматическая и ручная регулировка нагрузки
  - Измерение кровяного давления
  - Просмотр записи ЭКГ
  - Возможность печати во время мониторинга
- Реконфигурируемый заключительный отчет
  - Возможность создания собственных протоколов нагрузочного испытания
  - Связь с несколькими велоэргометрами и беговыми дорожками
  - Автоматическое управление велоэргометра и бегущей дорожки

## **Велоэргометрический комплекс для реабилитации и тренировок с велоэргометром и ЭКГ-модулем BTL-08 Ergo**



### **Велоэргометр ERGOSELECT 100P**

- возможность механической регулировки высоты седла
- возможность горизонтальной регулировки седла
- возможность регулировки седла для детей
- возможность регулировки наклона руля
- возможность регулировки длины плеча педалей
- возможность проведения пульсометрии
- возможность проведения пульсоксиметрии
- возможность подключения электрокардиографа
- все детали изготовлены только из высококачественных материалов

### **BTL-08 Treadmill BTL-770M – беговая дорожка для стресс-теста**



- Компьютеризирован и контролируемый посредством интегрированной панели управления с экраном (модель BTL-770 CE) или внешнего блока - компьютер или электрокардиограф, через интерфейс RS232 (модель BTL-770 M)
  - Автоматический режим модуля BTL-770 CE позволяет пользователю создать и сохранять до 30 собственных протоколов; каждый протокол включает секвенцию до 16 уровней, и у каждого уровня своя продолжительность, скорость и наклон
  - Нулевая начальная скорость, точное ускорение и торможение
  - Точный контроль скорости, в инкрементах 0,1 км/ч
- Сильная структура с поручнями
  - Регулировка аварийной остановки для пациента
  - Точная регулировка пояса
  - Низкая ступенька на беговой дорожке
  - Очень тихая система
  - Амортизационная система
  - Специальная беговая дорожка, ширина 3мм
  - Легкое обслуживание

**Совместимые с электрокардиографами фирмы BTL (программой MEW-Ergo)  
велотренажеры и беговые дорожки других фирм-производителей:**

**1. Treadmills (Беговая дорожка) следующих фирм:  
Lode, RAM, HP Cosmos, Trackmaster**

**Модели - БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ**



**Внимание:**

**Программа MEW-Ergo в состоянии общаться с любой беговой дорожкой, которая может быть включена в протокол Trackmaster**

## 2. Bicycles (Велотренажер) следующих фирм: Ergoline, Kettler, Monark, Lode

### Модели - ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ:

Boso; Ergofit 167/177  
Boso; Ergofit 777  
Btl Bike Emulator Plugin  
Btl Manual Bike Emulator  
Cmed  
Cmed no BP  
Daum; Ergo Bike 2002  
Dimeq; ERG Series  
Dorel  
Dr. Vetter; Ergo-2000  
Dr. Vetter; Ergo-2000 (with BP)  
Elmed; EGT1000  
Elmed; EGT1000 (with BP)  
Ergoline; ergometrics 800  
Ergoline; ergometrics 800 HS  
Ergoline; ergometrics 900  
Ergoline; ergometrics 900 HS  
Ergoline; ergometrics 900 OLD  
Ergoline; ergoselect 100/200  
Ergoline; ergoselect 100/200 (with BP)  
Ergoline; ergoselect 50  
Ergoline; Variobike 500  
Ergosana; sanabike 120F/150F  
Ergosana; sanabike 250F  
Excalibur; Sport V1.59  
Kettler; CX1  
Kettler; EX1  
Kettler; GX  
Lode; Corival  
Monark; 829  
Procycle  
Proxomed  
Proxomed; Bike I Cycle  
Seca  
Seca; Cardiotest 100  
Siemens; EM 840

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ  
и НДС не облагается.

---

С глубоким почтением и уважением, директор  
**Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03**

[motoromed@gmail.com](mailto:motoromed@gmail.com)